

Информация о продукте

## 5X Реакционный Буфер для ММуLV Н-

Для исследовательских работ *in vitro*

5X Реакционный буфер для проведения обратной транскрипции с ММуLV Н-

Кат.№	Количество	5X Реакционный буфер предназначен для использования в реакции обратной транскрипции с ММуLV Н-
RTB-01	100 реакций	
RTB-05	500 реакций	

Качество продукта гарантируется на протяжении не менее 1 года, при хранении всех реактивов при температуре -20°C

**Описание:**

**5X Реакционный буфер** рекомендуется для проведения обратной транскрипции РНК, выделенной из различных природных источников. **5X Реакционный буфер для проведения обратной транскрипции** оптимизирован для работы с ММуLV Н- ревертазой.

**Состав:**

250mM Tris-HCL (pH 8.3 at 25°C);

500mM KCL; 15mM MgCL<sub>2</sub>; 50mM DTT**DTT, входящий в состав буфера**  
поставляется отдельно, 100mM

1. **5X Реакционный буфер** - 0,4/  
5X0,4мл